


## GUANTE DE EXAMEN SUPREME DE LÁTEX SIN POLVO LUNA



EN ISO 374-1:2016/A1:2018 / Tipo C



EN ISO 374-5:2016



- > Guante de Látex en color crema
- > Marca: Luna
- > Interior: sin polvo
- > EPI Categoría III
- > Ambidiestro
- > Desechable
- > Disponible en tallas XS, S, M, L y XL
- > Acabado: microtexturizado en la punta del dedo
- > Terminación puño: enrollado
- > Longitud: 240 mm (aprox.)
- > Espesor: 0,10 ± 0,02 mm
- > AQL 1,5
- > Gran suavidad y flexibilidad
- > Pesos (±0,3g): Talla XS: 4,1g / S: 4,6g / M: 5,1g / L: 5,7g / XL: 6,3g

### USOS Y APLICACIONES



Limpieza



Industria



Alimentación  
y Hostelería



Automoción



Sector  
sanitario



## NORMATIVA

### Reglamento (UE) 2016/425, relativo a los equipos de protección individual.

- ✓ EPI Categoría III
- ✓ EN ISO 21420:2020, guantes de protección, requisitos generales.
- ✓ EN ISO 374-1:2016/A1:2018 TIPO C, guantes de protección contra los productos químicos: K - Hidróxido sódico 40%.
- ✓ EN ISO 374-5:2016, protección contra microorganismos (virus, bacterias y hongos).

### OTRAS

- ✓ UNE-EN ISO 10993-5:2011. Ensayo de Citotoxicidad.
- ✓ UNE-EN ISO 10993-10:2011. Ensayo para la determinación de la irritación dérmica.
- ✓ ASTM F1671/F1671M-13. Resistencia a la penetración por Bacteriófagos transportados por sangre, utilizando el bacteriófago Phi-X174.

### Reglamento (UE) 2017/745, relativo a los Productos Sanitarios. Clase I. EN 455.

- ✓ EN 455-1:2001. Guantes médicos para un solo uso. Parte 1: Requisitos y ensayos para determinar la ausencia de agujeros.
- ✓ EN 455-2:2010+A2:2013. Guantes médicos para un solo uso. Parte 2: Requisitos y ensayos para la determinación de las propiedades físicas.
- ✓ EN 455-3:2007. Guantes médicos para un solo uso. Parte 3: Requisitos y ensayos para la evaluación biológica.
- ✓ EN 455-4:2010. Guantes médicos para un solo uso. Parte 4: Requisitos y ensayos para la determinación de la vida útil.




## RECOMENDACIONES

- ✓ Se recomienda que se revise y se compruebe el guante antes de su uso, y de forma periódica durante su utilización, para asegurarse de que no hay ningún daño presente, ya que puede afectar de forma importante a la protección esperada.
- ✓ Estos guantes al estar fabricados en látex natural pueden provocar algún tipo de sensibilización a este componente del guante y, por tanto, desarrollar reacciones irritantes y/o reacciones alérgicas de contacto.
- ✓ Sustituir de inmediato en caso de que se observe algún deterioro en el guante.
- ✓ Para su conservación y almacenaje, deben de estar alejados de fuentes de calor y de focos de luz. Guardar en lugar fresco y seco.
- ✓ Se recomienda guardar el envase para su posible consulta.



## LOGÍSTICA



### PALET

**Contiene:**

- 70 Cajas
- 700 Dispensadores

Ancho: 800 mm  
Largo: 1200 mm  
Alto: 1800 mm

FILAS/PALET: 7  
CAJAS/FILA: 10




### CAJA

**Contiene:**

- 10 Dispensadores

Ancho: 250 mm  
Largo: 340 mm  
Alto: 235 mm



### DISPENSADOR

**Contiene:**

- 100 Guantes

Ancho: 122 mm  
Largo: 225 mm  
Alto: 65 mm

TALLA	REFERENCIA	DISPENSADOR	CAJA EXTERIOR
<b>XS</b>	GLSP0	8436023890328	8436023890335
<b>S</b>	GLSP1	8436023890342	8436023890359
<b>M</b>	GLSP2	8436023890366	8436023890373
<b>L</b>	GLSP3	8436023890380	8436023890397
<b>XL</b>	GLSP4	8436023894463	18436023894460

REV 13

**omare.com**

P.I. El Saladar II. Calle Pontevedra S/N 30564 Lorquí (Murcia). Tel: 968 68 79 50

